

EMERGENZA COVID - 19

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto: Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per la fornitura in opera di n. 1 strumento PCR SARS-CoV-2".

Il sistema individuato risulta prodotto dall'azienda A. Menarini diagnostics – Via Sette Sani, 3 – 50131 Firenze – www.menarinidiagnostic.it

Informazioni complementari: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare tramite l'apposita indagine di mercato se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo IRCCS, fornitori del prodotto in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe con medesima equivalenza prestazionale e/o migliorativa, anche in relazione ai relativi costi, rispetto a quelle possedute dal dispositivo descritto nel seguente avviso (**ALLEGATO A**).

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questo IRCCS l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura del sistema di che trattasi, entro e non oltre il termine del 12/08/2020 alle ore 12:30, dichiarando la disponibilità a fornire il dispositivo con le caratteristiche richieste, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza dei dispositivi offerti alle caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) irccsneurolesi_sars@pec.it, e dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per la fornitura in opera di n. 1 strumento PCR SARS-CoV-2".

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine, con espressa precisazione che, ancorché inviate tramite Raccomandata R/R, saranno considerate utilmente prodotte solo le istanze pervenute oltre il termine medesimo.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del prodotto descritto, questo IRCCS si riserva altresì, ai sensi di quanto sancito dal d.lgs. n. 50/2016, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.

Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Galletta

Telefono 090 60128520 — e-mail giuseppe.galletta@irccsme.it

F.to

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Giuseppe Galletta)

F.to

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Maria Felicità Crupi)

ALLEGATO A

Caratteristiche tecniche minime

Le caratteristiche tecniche minime descritte nel presente Capitolato Tecnico delineano il livello qualitativo delle apparecchiature richieste.

Verranno ammesse alla gara offerte di dispositivi aventi caratteristiche equivalenti o migliorative.

Il test **VitaPCR™ SARS-CoV-2** eseguito dallo strumento VitaPCR™ è un test diagnostico molecolare rapido in vitro che utilizza la tecnologia di amplificazione della reazione a catena della polimerasi per trascrizione inversa real time (RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) per la determinazione qualitativa dell'RNA virale della malattia causata dal Coronavirus 2019 (COVID-19) nei tamponi rinofaringei (RF) e orofaringei (OF) prelevati da pazienti con segni e sintomi di infezione respiratoria. Il test consente di fornire una risposta di infezione per SARS-CoV-2 in circa 20 minuti.

Il test **VitaPCR™ Flu A&B** è anche disponibile eseguibile sullo strumento VitaPCR™, Il test VitaPCR™ Flu A&B è un test diagnostico rapido molecolare in vitro che utilizza una tecnologia di amplificazione della reazione a catena della polimerasi per trascrizione inversa real time (RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) per la rilevazione qualitativa e la discriminazione dell'RNA virale dell'influenza A e B nei tamponi nasali e rinofaringei ottenuti da pazienti con segni e sintomi di infezione respiratoria.

REAL TIME PCR SARS-COV-2 ASSAY

FACILE

- Set-up del test in 1 minuto
- Training ridotto per l'Operatore
- Interpretazione automatica dei risultati

RAPIDO

- Risultato in 20 minuti
- Rapida esecuzione del test per processare molti pazienti in tempi ridotti
- Miglior gestione dei Pazienti - Triage

VERSATILE

- Decentralizzazione del test
- Non sono necessarie strumentazioni aggiuntive
- Conservazione kit a T ambiente (5-25°C) – test ready to use